

医療介護向けコミュニケーションソフトウェア

RICANUS (リカナス)

インストール手順書



Better Communication, Better Quality of Life

Remote and Interactive Communication Application for Nursing Support



目次

1. インストール … 2


2. 初期設定(初回) … 4

2. インストール


1 Zipファイル解凍

ダウンロードしたzip ファイルを解凍して、「setup.exe」をダブルクリックしてください。


2 セットアップ



「Windows 10」で「Microsoft Defender」がアクティブ化されている場合、「実行」をクリックしてください。




「次へ(N)>」をクリックしてください。



必要に応じフォルダを選択し、「次へ(N)>」をクリックしてください。


2. インストール



「次へ (N) > 」をクリックしてください。



セキュリティ許可画面が出た場合は、場合は、「はい (Y)」をクリックします。



「閉じる (C)」をクリックすると、インストール完了します。

3. 初期設定 (初回)

1 デスクトップアイコン

インストールが完了すると、デスクトップに右図のアイコンが表示されます。この「Ricanus」のアイコンをダブルクリックしてください。



2 ソフトウェア起動

右の画面上をクリックすると次へ進みます。(右の画面で 10 秒待つと自動で次画面へ進みます)



3 情報入力

初期設定

初期設定をします。全ての項目を入力して下さい。

ユーザー名:

(※本名である必要はありません。通称で登録が可能です。全角8文字まで。)


確認

2022 06/02(木) 9:25


Copyright © Laplace System Co., Ltd. Ricanus 顔の動きで意思を伝える介護支援アプリ

3. 初期設定 (初回)

4 入力確認



入力した内容を確認し、初期設定確認画面で「登録」をクリックしてください。



下記の画面が表示されると、初期設定完了です。

お問合せ先

弊社HPのお問い合わせフォームをご利用ください

<https://contacts.laplaceweb.com/contacts/>

株式会社 ラプラス・システム

〒612-8083 京都市伏見区京町 1-245

TEL:075-604-4731 FAX:075-621-3665

